

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Claudin18.2 Humaine Pour Cmf - P56856-2

Numéro d'article: CM0008630

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant la Claudin18.2 humaine (isoforme A2), validé pour la cytométrie en flux sur des échantillons humains. Poids moléculaire : 27 kDa. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées gastriques et la fonction de barrière.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-Claudin18.2 humaine
Remarques/Alias	SFTA5 ; SFTPJ
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51208
ID du gène	51208
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 261 de la Claudin18.2 humaine (NP_001002026.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CMF
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P56856-2
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace