

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Claudine18.2 Humaine Pour Cytométrie En Flux - P56856-2

Numéro d'article: CM0011314

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la Claudine18.2 humaine (P56856-2). Pour cytométrie en flux. Immunogène : protéine recombinante (acides aminés 1-261). Réagit avec l'espèce humaine. Idéal pour les études sur la barrière gastrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Claudine18.2 humaine
Remarques / Alias	SFTA5 ; SFTPJ
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51208
GeneID	51208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 261 de la Claudine18.2 humaine (NP_001002026.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P56856-2
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace