

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Clec12A/Cd371 Humain Pour Fc - Q5QGz9

Numéro d'article: CM0008592



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine humaine CLEC12A/CD371 (CLL-1), validé pour la cytométrie en flux. Récepteur inhibiteur myéloïde impliqué dans la NETose, l'inflammation et la reconnaissance de motifs moléculaires. Idéal pour le profilage immunitaire et les études fonctionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CLEC12A/CD371
Remarques / Alias	CLEC12A; CD371; CLL-1; CLL1; DCAL-2; MICL; Membre A de la famille des domaines de type lectine C C-type lectin domain family 12 member A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	160364
GeneID	160364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-265 de la protéine humaine CLEC12A/CD371 (NP_612210.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5QGZ9
Poids de la protéine	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Expédition	Sachet de glace