

Lapin Anti-Humain Cpt1A Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P50416

Numéro d'article: CM0005963

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CPT1A humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte l'isoforme hépatique de 88 kDa de la carnitine palmitoyltransférase 1A, essentielle pour l'oxydation des acides gras et le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CPT1A mAb
Remarques/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1374
ID de gène	1374
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-720 du CPT1A humain (NP_001867.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50416
Poids moléculaire	88kDa
Expédition	Sac de glace