

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cr2/Cd21 Pour Fc - P20023

Numéro d'article: CM0008208



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CR2/CD21 conjugué à l' pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur du complément de type 2 (SWISS P20023), un corécepteur des lymphocytes B et récepteur du virus EBV. Convient au profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CR2/CD21
Remarques/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1380
GeneID	1380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-971 du CD21 humain (NP_001868.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20023
Poids de la protéine	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Expédition	Sac de glace