

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CR2/Cd21 Humain Pour Fc - P20023

Numéro d'article: CM0004967



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CR2/CD21 humain, validé pour l'analyse par cytométrie en flux. Adapté à l'étude de la fonction du corécepteur des lymphocytes B, des interactions avec le complément C3d et de l'activité du récepteur de l'EBV. Réaction croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CR2/CD21 humain
Remarques / Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1380
GeneID	1380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-971 du CR2/CD21 humain (NP_001868.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P20023
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace