

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cr2/Cd21 Pour Cytométrie En Flux - P20023

Numéro d'article: CM0011984



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CR2/CD21 humain, un récepteur du complément des cellules B et un récepteur d'entrée de l'EBV. Validé pour la cytométrie en flux, il permet la détection directe par immunofluorescence des cellules exprimant CD21 dans les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CR2/CD21
Remarques/Alias	CR ; C3DR ; CD21 ; CVID7 ; SLEB9
Espèce	Humain
GeneID	1380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-971 du CD21 humain (NP_001868.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20023
Poids de la protéine	110 kDa/113 kDa/118 kDa/119 kDa
Expédition	Sac de glace