

Lapin Anti-Humain Cytokératine 18 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire (Fc) - P05783

Numéro d'article: CM0011094

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la cytokératine 18 humaine (CK-18, K18). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient à l'étude de la biologie des cellules épithéliales, des filaments intermédiaires et à la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Cytokératine 18 mAb
Remarques/Alias	K18; CK-18; CYK18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3875
GeneID	3875
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 241-430 de la cytokératine 18 humaine (NP_000215.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05783
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace