


Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Homme Cytokératine 19 (Krt19) Pour Cytométrie En Flux - P08727

Numéro d'article: CM0009002



Introduction

Anticorps monoclonal Rabbit anti-Homme Cytokératine 19 (KRT19) conçu pour des applications de cytométrie en flux intracellulaire. Adapté à la recherche en biologie des cellules épithéliales et des cellules souches cancéreuses. - P08727

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Rabbit anti-Homme Cytokératine 19 (KRT19)
Remarques / Alias	K19 ; CK19 ; K1CS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3880
GeneID	3880
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 301 et 400 de la Cytokératine 19 humaine (NP_002267.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08727
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace