


Lapin Anti-Humain Cytokératine 19 (Krt19) Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P08727

Numéro d'article: CM0005921



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la cytokératine 19 humaine (KRT19). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient à la biologie épithéliale, à la recherche sur le cancer et aux études sur les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain Cytokératine 19 (KRT19) mAb
Remarques/Alias	K19; CK19; K1CS
Espèce	Humain
GeneID	3880
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 301-400 de la cytokératine 19 humaine (KRT19) (NP_002267.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08727
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace