


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Cytokératine 8 Humaine Pour Cytométrie En Flux - P05787

Numéro d'article: CM0010861



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indigé contre la cytokératine 8 humaine (K8, CK-8), une protéine de filament intermédiaire kératine de type II, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (CF).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la cytokératine 8 humaine
Remarques / Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Espèce	Humain
GenelD	3856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 483 de la cytokératine 8 humaine (NP_002264.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05787
Poids protéique	53kDa/56kDa
Expédition	Sac isothermique