


## Lapin Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 8 Humaine () Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P05787

Numéro d'article: CM0010459



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la cytokératine 8 humaine, conjugué au colorant . Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC) ; cible KRT8, une protéine clé des filaments intermédiaires dans les cellules épithéliales. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la biologie épithéliale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Lapin anti-Cytokératine 8 humaine mAb                                                                                                    |
| Remarques/Alias      | KRT8; CARD2; CK-8; K8; CYK8; K2C8; K8; KO; kératine 8                                                                                    |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)      | 3856                                                                                                                                     |
| GeneID               | 3856                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-483 de la cytokératine 8 humaine (NP_002264.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                    |
| Application          | FC (intra)                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                   |
| SWISS                | P05787                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 53kDa/56kDa                                                                                                                              |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                             |