


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cytokératine 8 Humaine Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P05787

Numéro d'article: CM0008285



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-cytokératine 8 humaine (CK8) conjugué à I', destiné à la cytométrie en flux intracellulaire. Il détecte la protéine KRT8 humaine, un marqueur épithélial simple, idéal pour la recherche sur le cancer et les cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-cytokératine 8 humaine
Remarques / Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3856
GeneID	3856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 483 de la cytokératine 8 humaine (NP_002264.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05787
Poids de la protéine	53 kDa / 56 kDa
Expédition	Sac de glace