


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dc-Signr/Cd299 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9H2X3

Numéro d'article: CM0012676



Introduction

Anticorps monoclonal fluorescent de lapin conjugué à ciblant le DC-SIGNR (CD299) humain. Spécifique des applications de cytométrie en flux (FC) et réactif chez l'humain. Utilisé dans la recherche sur l'attachement viral et la surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-DC-SIGNR/CD299 humain
Remarques/Alias	CD299 ; LSIGN ; CD209L ; L-SIGN ; DCSIGNR ; HP10347 ; DC-SIGN2 ; DC-SIGNR
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10332
GeneID	10332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 71 à 399 du DC-SIGNR/CD299 humain (NP_055072.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9H2X3
Poids de la protéine	24 kDa-45 kDa
Expédition	Poche de glace