

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Desmogline 3/Pva Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P32926

Numéro d'article: CM0010501



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre la Desmogline 3/PVA (DSG3) humaine, validé pour la cytométrie en flux. Cible l'antigène du pemphigus vulgaire de 130 kDa, une cadhérine desmosomale impliquée dans l'adhésion cellulaire. Idéal pour la recherche sur la peau et les muqueuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Desmogline 3/PVA humaine conjugué à
Remarques/Alias	PVA ; ABOLM ; CDHF6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1830
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-615 de la Desmogline 3/PVA humaine (NP_001935.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32926
Poids moléculaire de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace