


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Desmogleine 3/Pva Humaine Pour Cytométrie En Flux - P32926

Numéro d'article: CM0004233



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué haute performance dirigé contre la desmogleine 3 humaine (PVA/CDHF6). Validé pour la cytométrie en flux ; idéal pour l'étude de l'adhésion desmosomique, de la biologie des kératinocytes et du pemphigus vulgaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Desmogleine 3/PVA humaine mAb
Remarques/Alias	PVA ; ABOLM ; CDHF6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1830
ID du gène	1830
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-615 de la Desmogleine 3/PVA humaine (NP_001935.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32926
Poids de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace