

Lapin Anti-Humain DLL4 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q9Nr61

Numéro d'article: CM0005925



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine dirigé contre la DLL4 humaine pour cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains, idéal pour l'étude de la signalisation Notch, de l'angiogenèse et de la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain DLL4 mAb
Remarques/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; protéine de type delta 4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54567
GeneID	54567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-524 de la DLL4 humaine (NP_061947.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NR61
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace