

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dnajb1/Hsp40 Humain Pour Fc - P25685

Numéro d'article: CM0012514



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité ciblant la protéine DNAJB1/HSP40 humaine, adapté à la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour les recherches sur la réponse au choc thermique et la fonction des chaperonnes. Réactivité croisée : humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-DNAJB1/HSP40 humain
Remarques/Alias	Hdj1 ; Sis1 ; HSPF1 ; Hsp40 ; RSPH16B
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3337
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 241-340 de la protéine DNAJB1/HSP40 humaine (NP_006136.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25685
Poids moléculaire	27 kDa/38 kDa
Expédition	Sac de glace