

## Lapin Anti-Humain Adnjb1/Hsp40 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P25685

Numéro d'article: CM0005936



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant l'ADNJB1/HSP40 humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit avec des échantillons humains ; détecte les isoformes à 27 et 38 kDa. Pour un usage de recherche dans les études sur la réponse au stress et les chaperons.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Lapin anti-Humain ADNJB1/HSP40 mAb                                                                                               |
| Remarques/Alias    | Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B                                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 3337                                                                                                                             |
| GeneID             | 3337                                                                                                                             |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 241-340 de l'ADNJB1/HSP40 humain (NP_006136.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                            |
| Application        | FC (intra)                                                                                                                       |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                                           |
| SWISS              | P25685                                                                                                                           |
| Poids Protéique    | 27kDa/38kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                     |