

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-E-Cadhérine/Cd324 Humaine Pour Cytométrie En Flux - P12830

Numéro d'article: CM0012553



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ABflo 488 ciblant l'E-Cadhérine/CD324 humaine, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de l'adhésion des cellules épithéliales et de la fonction de la cadhérine-1. Réagit de manière croisée avec l'humain. Poids moléculaire prédit de 90/97 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-E-Cadhérine/CD324 humaine
Remarques/alias	UVO ; CDHE ; ECAD ; LCAM ; Arc-1 ; BCDS1 ; CD324
Espèce	Humain
GeneID (humain)	999
GeneID	999
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-707 de l'E-Cadhérine/CD324 humaine (NP_004351.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12830
Poids de la protéine	90 kDa/97 kDa
Expédition	Sac de glace