

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-E-Cadhérine/Cd324 Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux (Fc) - P12830

Numéro d'article: CM0010384



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'E-Cadhérine/CD324 humaine (SWISS : P12830). Validé pour la cytométrie en flux (FC), soutenant la recherche sur l'adhésion cellulaire, la transition épithélio-mésenchymateuse et l'invasion tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-E-Cadhérine/CD324 humain
Remarques/Alias	UVO ; CDHE ; ECAD ; LCAM ; Arc-1 ; BCDS1 ; CD324
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	999
Identifiant du gène	999
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-707 de l'anticorps monoclonal anti-E-Cadhérine/CD324 humain (NP_004351.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12830
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace