

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-E-Cadhérine/Cd324 Humaine Pour Cytométrie En Flux - P12830

Numéro d'article: CM0009559



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'E-cadhérine/CD324 humaine, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion des cellules épithéliales, de la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT), de l'invasion tumorale et du tri cellulaire médié par les cadhérines. Réactivité : humaine ; poids moléculaire : ~90-97 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-E-cadhérine/CD324 humaine
Remarques/Alias	UVO ; CDHE ; ECAD ; LCAM ; Arc-1 ; BCDS1 ; CD324
Espèce	Humaine
ID du gène	999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-707 de l'E-cadhérine/CD324 humaine (NP_004351.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P12830
Poids de la protéine	90 kDa/97 kDa
Expédition	Avec pains de glace