


Mab De Lapin Anti-Egfr Humain Pour Fc - P00533

Numéro d'article: CM0012217



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-EGFR humain conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux (FC). Adapté à la recherche sur la signalisation de l'EGFR dans le cancer, l'entrée virale et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-EGFR humain
Remarques / Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace