


Mab De Lapin Anti-Egfr Humain Pour If/Icc, Fc - P00533

Numéro d'article: CM0010410



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué fluorescent de haute qualité dirigé contre l'EGFR humain. Validé pour les applications d'immunofluorescence et de cytométrie en flux dans la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire. Convient à l'approvisionnement en matières premières pour l'IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-EGFR humain
Remarques / Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; récepteur du facteur de croissance épidermique
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace