


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Egfr Humain Pour If/Icc Et Fc - P00533

Numéro d'article: CM0010157



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'EGFR humain. Validé pour les applications en IF/ICC et FC. Livraison rapide par CamelBio pour la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-EGFR humain
Remarques/Alias	EGFR ; ERBB ; ERBB1 ; HER1 ; NISBD2 ; PIG61 ; mENA ; récepteur du facteur de croissance épidermique
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1956
GenelD	1956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	44 kDa/69 kDa/77 kDa/134 kDa
Expédition	Sac de glace