


## Lapin Anti-Humain Egfr Anticorps Monoclonal Pour If/Icc, Fc - P00533

Numéro d'article: CM0004740



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain EGFR conjugué à l'pour immunofluorescence et cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire (aa 335-525) du récepteur du facteur de croissance épidermique. Convient aux échantillons humains ; validé pour un usage de recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Lapin anti-Humain EGFR mAb                                                                                                    |
| Remarques/Alias      | EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; récepteur du facteur de croissance épidermique                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 1956                                                                                                                          |
| GeneID               | 1956                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps Monoclonaux                                                                                                         |
| Application          | IF/ICC, FC                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                        |
| SWISS                | P00533                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 44kDa/69kDa/77kDa/134kDa                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |