


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-ErbB3/Her3 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P21860

Numéro d'article: CM0011109



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant ErbB3/HER3 humain (UniProt P21860). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour étudier l'expression d'ErbB3/HER3 et la signalisation de la neuréguline dans des échantillons épithéliaux et tumoraux humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-ErbB3/HER3 humain
Remarques/Alias	ERBB3 ; ErbB-3 ; HER3 ; LCCS2 ; MDA-BF-1 ; c-erbB-3 ; c-erbB3 ; erbB3-S ; p180-ErbB3 ; p45-sErbB3 ; p85-sErbB3 ; récepteur 3 de la tyrosine-kinase Erb-B2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2065
ID du gène	2065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 643 d'ErbB3/HER3 humain (NP_001973.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21860
Poids moléculaire	20 kDa/36 kDa/77 kDa/141 kDa/148 kDa
Expédition	Sac de glace