


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-ErbB3/Her3 Humain Pour Cytométrie En Flux - P21860

Numéro d'article: CM0012030



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'déTECTANT spécifiquement le récepteur tyrosine kinase ErbB3/HER3 humain. Conçu pour des applications de cytométrie en flux sur échantillons humains, il soutient les études oncologiques et de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ErbB3/HER3 humain
Remarques / Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2065
GeneID	2065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-643 de l'ErbB3/HER3 humain (NP_001973.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21860
Poids de la protéine	148 kDa
Expédition	Sac de glace