


Lapin Anti-Humain Erbb3/Her3 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux De Cellules - P21860

Numéro d'article: CM0010819



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'ErbB3/HER3 humain pour la cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire (aa20-643) de la récepteur tyrosine kinase impliqué dans la signalisation de la neureguline et l'activation de la PI3K.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain ErbB3/HER3 mAb
Remarques/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Espèce	Humain
ID de Gène	2065 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-643 de l'ErbB3/HER3 humain (NP_001973.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en Flux (FC)
Réactivité Croisée	Humain
Swiss-Prot	P21860
Poids Protéique	148 kDa
Expédition	Sac de glace