

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Erg Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P11308

Numéro d'article: CM0010590



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant l'ERG humain (p55/erg-3). Spécifique pour les applications de cytométrie en flux intracellulaire, validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-ERG humain
Remarques/Alias	p55 ; erg-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2078
GeneID	2078
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ERG humain (NP_891548.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11308
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace