

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Erg Humain Conjugué Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P11308

Numéro d'article: CM0008692



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant l'ERG humain (p55/erg-3). Conçu pour les applications de cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Reconnaît l'ERG humain ; poids moléculaire prédit 54 kDa. UniProt : P11308.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-ERG humain conjugué
Remarques/Alias	p55 ; erg-3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2078
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ERG humain (NP_891548.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11308
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Glacière