

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fap Humain Pour Cf - Q12884

Numéro d'article: CM0009346



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FAP humain conjugué à l' destined à la cytométrie en flux. Détecte spécifiquement la protéine alpha d'activation des fibroblastes (FAP α) dans les échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le cancer, la fibrose et le remodelage tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-FAP humain
Remarques / Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	2191
GeneID	2191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-760 de la FAP humaine (NP_004451.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12884
Poids de la protéine	27 kDa / 87 kDa
Expédition	Sac de glace