

Lapin Anti-Humain Fatp1 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q6Pcb7

Numéro d'article: CM0012124

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le FATP1 humain (SLC27A1), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Utile pour la recherche sur le transport et le métabolisme des acides gras à longue chaîne. UniProt Q6PCB7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain FATP1 mAb
Remarques/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	376497
GeneID	376497
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-646 du FATP1 humain (NP_940982.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6PCB7
Poids moléculaire	52kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace