


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-FcεR1A Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P12319

Numéro d'article: CM0012614



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le FcεR1α humain (Fc-epsilon RI-alpha, FCER1A). Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC). Convient pour la recherche sur les allergies, l'immunologie et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-FcεR1α humain
Remarques/Alias	FCE1A ; FcERI ; FCERIA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2205
GeneID	2205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-205 du FcεR1α humain (NP_001992.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12319
Poids moléculaire protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace