

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fgfr3 Humain Pour Cytométrie En Flux - P22607

Numéro d'article: CM0004927



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le FGFR3 humain, validé pour la cytométrie en flux. Le FGFR3 est un régulateur clé de la différenciation des chondrocytes et du développement squelettique. Idéal pour l'analyse cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-FGFR3 humain
Remarques/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	2261
GeneID	2261
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22607
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac à glace