


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Flt3/Cd135 Humain Pour Cytométrie En Flux - P36888

Numéro d'article: CM0012501



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Flt3/CD135 humain conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Cible la tyrosine kinase réceptrice FLT3 impliquée dans la différenciation et la survie des cellules hématopoïétiques. Adapté à la recherche sur les cellules souches et la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain Flt3/CD135 mAb
Remarques / Alias	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; tyrosine kinase 3 liée à fms
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2322
GeneID	2322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-163 de Flt3/CD135 humain (NP_004110.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36888
Poids de la protéine	108kDa/112kDa
Expédition	Sac de glace