


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Flt3/Cd135 Humain Pour Cytométrie En Flux - P36888

Numéro d'article: CM0009648



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le Flt3/CD135 humain. Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps détecte le récepteur tyrosine kinase de 108-112 kDa, essentiel pour les études sur les cellules progénitrices hématopoïétiques et la recherche sur la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human Flt3/CD135 mAb
Remarques / Alias	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; tyrosine kinase 3 liée à fms
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2322
Identifiant de gène	2322
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-163 de Flt3/CD135 humain (NP_004110.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36888
Poids de la protéine	108kDa/112kDa
Expédition	Sac de glace