


Lapin Anti-Humain Galectin 3 Mab Pour Fc (Intra) - P17931

Numéro d'article: CM0008049



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' spécifique à la Galectine-3 humaine. Idéal pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte une protéine de 26 kDa. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains. Convient pour la recherche en immunologie, cancérologie et inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Galectin 3 mAb
Remarques/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la Galectine 3 humaine (NP_002297.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17931
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace