


## Anticorps Monoclonal Anti-Galectine 3 Humaine De Lapin Conjugué Pour Fc (Intra) - P17931

Numéro d'article: CM0012190



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la Galectine-3 humaine (LGALS3) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Reconnaît la Galectine-3 humaine, ~26 kDa. Convient pour la recherche en immunologie, inflammation et cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-Galectine 3 humaine |
| Remarques/Alias                  | L31 ; GAL3 ; MAC2 ; CBP35 ; GALBP ; GALIG ; LGALS2     |
| Espèce                           | Humain                                                 |
| GeneID (Humain)                  | 3958                                                   |
| GeneID                           | 3958                                                   |
| Immunogène                       | Protéine recombinante de la Galectine 3 humaine        |
| Source                           | Lapin                                                  |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                  |
| Application                      | FC (intra)                                             |
| Réactivité croisée               | Humain                                                 |
| SWISS                            | P17931                                                 |
| Poids moléculaire de la protéine | 26 kDa                                                 |
| Expédition                       | Sac de glace                                           |