

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gata3 Humain Pour Cytométrie En Flux - P23771

Numéro d'article: CM0007890



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le facteur de transcription GATA3 humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé pour la réactivité humaine, 48 kDa. Idéal pour les études sur les cellules Th2 et l'activation des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-GATA3 humain
Remarques/alias	HDR ; HDRS
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2625
GeneID	2625
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de GATA3 humain (NP_001002295.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P23771
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Avec poche de glace