

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gata3 Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P23771

Numéro d'article: CM0012400



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le facteur de transcription humain GATA3 pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé pour les échantillons humains, 48 kDa. Adapté à la recherche sur la différenciation des lymphocytes T et Th2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-GATA3 humain
Remarques / Alias	HDR; HDRS
Espèce	Humain
ID du gène	2625
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la protéine GATA3 humaine (NP_001002295.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P23771
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sachet de glace