


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glypican 3 (Gpc3) Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P51654

Numéro d'article: CM0009054



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Glypican 3 (GPC3) humain conjugué à , validé pour la cytométrie en flux (FC) avec réactivité humaine. Le GPC3 est un protéoglycane de surface cellulaire impliqué dans les voies de signalisation Wnt et hedgehog, souvent étudié en cancérologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-Glypican 3 (GPC3) humain
Remarques/Alias	SGB ; DGSX ; MXR7 ; SDYS ; SGBS ; OCI-5 ; SGBS1 ; GTR2-2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2719
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51654
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace