

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gp6/Gpvi Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q9Hcn6

Numéro d'article: CM0008933



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué spécifique de la glycoprotéine plaquettaire VI humaine (GP6/GPVI), conçu pour la cytométrie en flux. Outil clé pour étudier l'activation plaquettaire induite par le collagène, la thrombose et les voies de l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-GP6/GPVI humain
Remarques/Alias	GPIV ; GPVI ; BDPLT11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51206
GeneID	51206
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-267 de GP6/GPVI humain (NP_057447.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HCN6
Poids moléculaire protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace