


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Gsk3B Pour Cytométrie En Flux - P49841

Numéro d'article: CM0012809



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain GSK3 β conjugué à , conçu pour la détection intracellulaire de GSK3 β humain par cytométrie en flux. GSK3 β est une kinase clé de la signalisation Wnt, du métabolisme du glucose et de la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-humain GSK3 β
Remarques/Alias	GSK3B
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2932
GenelD	2932
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 321 et 420 de GSK3 β humain (NP_001139628.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49841
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant