

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Her2/ErbB2 Pour Fc - P04626

Numéro d'article: CM0006120



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant HER2/ErbB2 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le domaine extracellulaire (aa 23-652) de ce récepteur à activité tyrosine kinase, un oncogène clé surexprimé dans les cancers du sein et d'autres cancers. Idéal pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-Humain HER2/ErbB2
Remarques/Alias	NEU ; NGL ; HER2 ; TKR1 ; CD340 ; HER-2 ; VSCN2 ; MLN 19 ; MLN-19 ; c-ERB2 ; c-ERB-2 ; HER-2/neu ; p185(erbB2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2064
GeneID	2064
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-652 de HER2/ErbB2 humain (NP_004439.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04626
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace