

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Her2/ErbB2 Humain Pour Cytométrie En Flux - P04626

Numéro d'article: CM0012731



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant HER2/ErbB2 humain. Validé pour la cytométrie en flux. Immunogène : domaine extracellulaire recombinant (aa 23-652). À utiliser pour la recherche en biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-HER2/ErbB2 humain
Remarques / Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2064
Identifiant de gène	2064
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 652 de HER2/ErbB2 humain (NP_004439.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04626
Poids de la protéine	138kDa
Expédition	Sac de glace