


## Lapin Anti-Humain Her2/ErbB2 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P04626

Numéro d'article: CM0004641



### Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain HER2/ErbB2 validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible le domaine extracellulaire (aa 23-652) du récepteur tyrosine kinase HER2, une oncoprotéine clé surexprimée dans le cancer du sein et d'autres cancers. Idéal pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Lapin anti-Humain HER2/ErbB2 mAb                                                                   |
| Remarques/Alias    | NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2) |
| Espèce             | Humain                                                                                             |
| GeneID (Humain)    | 2064                                                                                               |
| GeneID             | 2064                                                                                               |
| Immunogène         | Protéine recombinante                                                                              |
| Source             | Lapin                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                              |
| Application        | FC                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                             |
| SWISS              | P04626                                                                                             |
| Poids Protéique    | 138kDa                                                                                             |
| Expédition         | Sac glace                                                                                          |