


Anticorps Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Humain Conjugué À De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P05362

Numéro d'article: CM0010010



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'ICAM-1/CD54 humain (SWISS : P05362). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le domaine extracellulaire de cette molécule d'adhésion cellulaire et récepteur viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal anti-ICAM-1/CD54 humain de lapin
Remarques/Alias	BB2 ; CD54 ; P3.58
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3383
GeneID	3383
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-480 de l'ICAM-1/CD54 humain (NP_000192.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05362
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace