


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Icam-1/Cd54 Humain Pour Cytométrie En Flux - P05362

Numéro d'article: CM0005769



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ICAM-1/CD54 humain conjugué à l' (clone non spécifié) validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte l'ICAM-1 humaine, une molécule d'adhésion cellulaire et récepteur du rhinovirus, avec un poids moléculaire prédit de 58 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-ICAM-1/CD54 humain mAb
Remarques/Alias	BB2; CD54; P3.58
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3383
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-480 de l'ICAM-1/CD54 humaine (NP_000192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05362
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace