


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Icam2/Cd102 Pour Fc - P13598

Numéro d'article: CM0005215



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain ICAM2/CD102 conjugué à pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 25-223). Validé pour les échantillons humains. Idéal pour les études d'adhésion et de migration des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain ICAM2/CD102
Remarques/Alias	CD102
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3384
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-223 de l'ICAM2/CD102 humain (NP_000864.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13598
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace